

Anticorpo Monoclonal Anti-Slc25A4/Ant1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P12235

Número do item: CM0003159

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra SLC25A4/ANT1 humano (translocase ADP/ATP 1), validado por KO para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Detecta humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre transporte mitocondrial e bioenergética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] SLC25A4/ANT1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDPS12; MTDPS12A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	291
GeneID	291
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do SLC25A4/ANT1 humano (NP_001142.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12235
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo