

Anticorpo Policlonal Anti-Slc25A4/Ant1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P12235

Número do item: CM0013982

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SLC25A4/ANT1 humano (translocase 1 de ADP/ATP). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a translocação de ADP/ATP, o desacoplamento mitocondrial e doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SLC25A4/ANT1 Rabbit pAb
Observações/Alias	T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDPS12; MTDPS12A; SLC25A4/ANT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	291
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12235
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo