

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc26A2 Para Wb E Elisa - P50443

Número do item: CM0018261



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SLC26A2 humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo do transporte de sulfato e de distúrbios do desenvolvimento da cartilagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SLC26A2 Rabbit pAb
Observações/aliás	DTD; EDM4; DTDST; MST153; D5S1708; MSTP157; SLC26A2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1836
GeneID	1836
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-111 de SLC26A2 humano (NP_000103.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P50443
Peso da proteína	82 kDa
Envio	Bolsa de gelo