


Anticorpo Policlonal Anti-Slc26A3 Para Wb E Elisa - P40879

Número do item: CM0028685



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SLC26A3 (DRA/CLD), um trocador de cloreto-bicarbonato. Validado para Western blot e ELISA; útil para pesquisa de câncer de cólon e transporte de íons.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC26A3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CLD, DRA, SLC26A3
Espécie	Humano
ID do Gene	1811
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 505-764 da SLC26A3 humana (NP_000102.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40879
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Bolsa de gelo