


Anticorpo Policlonal Anti-Slc26A6 Para Wb E Elisa - Q9Bxs9

Número do item: CM0018726



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SLC26A6 humano (proteína tipo pendrina 1) para Western blot (WB) e ELISA. Validado para amostras humanas, apoia pesquisas sobre transportadores de troca de ânions na homeostase ácido-base e no transporte de íons, especialmente no rim e pâncreas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC26A6 pAb Coelho
Observações/Apelido	SLC26A6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	65010
ID do Gene	65010
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 509-758 do SLC26A6 humano (NP_599025.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BXS9
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco de gelo