


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc26A9 Para Wb, Elisa - Q7Lbe3

Número do item: CM0019285



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SLC26A9 humano, um transportador de íons e canal de cloreto. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para pesquisa de transporte respiratório e epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC26A9 Coelho pAb
Observações/Alias	SLC26A9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	115019
GeneID	115019
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-660 do SLC26A9 humano (NP_443166.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q7LBE3
Peso Proteico	87kDa
Envio	Saco de gelo