

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Slc27A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Pcb7

Número do item: CM0017050

introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho anti-SLC27A1 validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Investigue a proteína 1 de transporte de ácidos graxos de cadeia longa no metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC27A1 Rabbit pAb
Observações/Alias	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1; SLC27A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	376497
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 510-646 da SLC27A1 humana (NP_940982.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6PCB7
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo