

Anticorpo Policlonal Anti-Slc27A6 Para Ihc-P, Elisa - Q9Y2P4

Número do item: CM0021963

introdução

Anticorpo policlonal de coelho para SLC27A6 / FATP6 para aplicações IHC-P e ELISA. Detecta SLC27A6 humano e de camundongo, um transportador de ácidos graxos de cadeia longa e ligase de acil-CoA, 70 kDa. Ideal para pesquisas sobre coração, placenta e adrenal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC27A6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SLC27A6; ACSVL2; FACVL2; FATP6; VLCS-H1; família de carreadores de soluto 27 membro 6
Espécie	Humano
GeneID	28965
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 506-600 do SLC27A6 humano (NP_054750.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y2P4
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Saco de gelo