

Anticorpo Policlonal Anti-Slc27A6 Para Wb E Elisa - Q9Y2P4

Número do item: CM0026434

introdução

Anticorpo policlonal de coelho para SLC27A6 (FATP6), validado para WB e ELISA. Reage com humano e camundongo. Utilizado em pesquisas de transporte e metabolismo de ácidos graxos. UniProt Q9Y2P4.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC27A6 pAb Coelho
Observações/Apelido	FATP6; ACSVL2; FACVL2; VLCS-H1; SLC27A6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	28965
GeneID	28965
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 370-619 do SLC27A6 humano (NP_054750.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y2P4
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Saco com gelo