

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc28A2 Para Wb & Elisa - O43868

Número do item: CM0022982

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC28A2 (CNT2) humano, adequado para Western blot e ELISA. Validado em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre transporte de nucleosídeos de purina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC28A2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CNT2, HCNT2, SPNT1, HsT17153, SLC28A2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9153
ID do Gene	9153
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 do SLC28A2 humano (NP_004203.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43868
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco de gelo