


Anticorpo Policlonais Anti-Slc28A3 Para Wb, Elisa - Q9Has3

Número do item: CM0018177



introdução

SLC28A3 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para Western blot e ELISA, que detecta o transportador concentrativo de nucleosídeos 3 humano e murino, um transportador de nucleosídeos dependente de sódio envolvido no transporte de fármacos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC28A3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CNT3; SLC28A3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64078
ID do Gene	64078
Imunogênio	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 612-691 da SLC28A3 humana (NP_071410.1).)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9HAS3
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Bolsa de gelo