


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc29A1 Para Wb, Elisa - Q99808

Número do item: CM0016086



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC29A1/ENT1 humano, validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre transporte de nucleosídeos e transportadores equilibrativos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC29A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AUG; ENT1; SLC29A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2030
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 de SLC29A1 humano (NP_001071645.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q99808
Peso da Proteína	50kDa
Transporte	Bolsa de gelo