

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc2A13 Para Wb, Elisa - Q96Qe2

Número do item: CM0030728

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC2A13 (HMIT), um cotransportador de prótons e mio-inositol, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Para pesquisa em neurociência e transportadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC2A13 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HMIT; SLC2A13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	114134
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 564-648 da SLC2A13 humana (NP_443117.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96QE2
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Bolsa de gelo