

Anticorpo Policlonal Anti-Slc2A4Rg Para Wb, Elisa - Q9Nr83

Número do item: CM0022053



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SLC2A4RG de alta qualidade para Western blotting e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para estudar mecanismos de regulação gênica do GLUT4 e da doença de Huntington.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC2A4RG Rabbit pAb
Observações/Apelido	GEF; HDBP1; HDBP-1; Si-1-2; Si-1-2-19; SLC2A4RG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56731
GeneID	56731
Imunogênio	Um péptido sintético correspondente aos aminoácidos 100-200 do SLC2A4RG humano (NP_064446.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9NR83
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo