


## Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Slc2A9 Para Wb E Elisa - Q9Nrm0

Número do item: CM0017306



### introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a SLC2A9 (GLUT9/URATv1), um transportador de urato de alta capacidade. Adequado para aplicações WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de transporte de urato, função renal e distúrbios metabólicos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | pAb Anti-SLC2A9 de Coelho                                                                                        |
| Observações/Apelidos       | GLUT9; GLUTX; UAQTL2; URATv1; SLC2A9                                                                             |
| Espécie                    | Humano                                                                                                           |
| GeneID (humano)            | 56606                                                                                                            |
| GeneID                     | 56606                                                                                                            |
| Imunógeno                  | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 429-529 de SLC2A9 humano (NP_064425.2) |
| Origem                     | Coelho                                                                                                           |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonados                                                                                          |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada        | Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS                      | Q9NRM0                                                                                                           |
| Peso Molecular da Proteína | 59kDa                                                                                                            |
| Envio                      | Bolsa de gelo                                                                                                    |