


Anticorpo Policlonais Anti-Slc30A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6M5

Número do item: CM0025046



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC30A1/Transportador de zinco 1, para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Investiga o transporte de zinco/cálcio, cuproptose e proteção contra influxo de metais pesados. Otimizado para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC30A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZNT1; ZRC1; SLC30A1
Espécie	Humano
ID do Gene	7779
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 328-507 da SLC30A1 humana (NP_067017.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6M5
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo