

Anti-Slc30A6 (Transportador De Zinco 6) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q6Nxt4

Número do item: CM0017952

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SLC30A6 humano (ZNT6), validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta o transportador de zinco 6 humano, de camundongo e de rato, com um peso molecular previsto de 51 kDa. Adequado para pesquisas sobre homeostase de zinco e a via secretora.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC30A6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ZNT6; MST103; MSTP103; SLC30A6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55676
GeneID	55676
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 252-461 do SLC30A6 humano (NP_060434.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6NXT4
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco com gelo