

Anticorpo Policlonal Anti-Slc31A1 Para Wb, Elisa - O15431

Número do item: CM0017400



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SLC31A1 humano (CTR1, transportador de cobre 1). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para pesquisa em metabolismo do cobre.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC31A1 Coelho pAb
Observações/Apelido	CTR1; NSCT; COPT1; SLC31A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1317
ID do Gene	1317
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-60 do SLC31A1 humano (NP_001850.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O15431
Peso Proteico	21 kDa
Envio	Saco de gelo