

Anticorpo Policlonais Anti-Slc31A2 Para Wb, Elisa - 015432

Número do item: CM0020058

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Slc31a2 de camundongo (transportador de cobre CTR2). Validado para Western blot (WB) e ELISA. Ideal para pesquisa de transporte de cobre. SWISS humano: 015432.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Slc31a2 pAb de coelho
Observações/Alias	CTR2; Slc31a2
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	1318
GeneID	20530
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Slc31a2 de camundongo (NP_001277447.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	015432
Peso Proteico	16kDa
Envio	Saco de gelo