

Anti-Slc32A1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb - Q9H598

Número do item: CM0028051

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC32A1 humano (VGAT/VIAAT), adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar a neurotransmissão inibitória e o carregamento de vesículas sinápticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC32A1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	VGAT, VIAAT, SLC32A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	140679
GeneID	140679
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-525 do SLC32A1 humano (Q9H598)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H598
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo