

Anticorpo Policlonal Anti-Slc32A1/Vgat Para Wb E Elisa - Q9H598

Número do item: CM0014578

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SLC32A1/VGAT validado para WB e ELISA, reconhecendo o transportador vesicular de aminoácidos inibitórios de humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de neurotransmissão inibitória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC32A1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	VGAT; VIAAT; SLC32A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	140679
GeneID	140679
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do SLC32A1 humano (NP_542119.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H598
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco com gelo