

Anticorpo Policlonal Anti-Slc34A1 Para Wb, Elisa - Q06495

Número do item: CM0027617

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC34A1 humano (NaPi-2a), validado para WB e ELISA. Detecta SLC34A1 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudar o transporte de fosfato em membranas de borda em escova renais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC34A1 Coelho pAb
Observações/Apelido	NPT2; FRTS2; SLC11; HCINF2; NAPI-3; NPTIIa; NPHLOP1; SLC17A2; SLC34A1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6569
GeneID	6569
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 562-639 do SLC34A1 humano (NP_003043.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06495
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de gelo