

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc34A1 Para Wb E Elisa - Q06495

Número do item: CM0018377

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC34A1 (NaPi-2a), validado para WB e ELISA. Detecta o cotransportador sódio-fosfato renal humano, de rato e camundongo. Ideal para pesquisa de transporte de fosfato e doenças renais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC34A1 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	NPT2; FRTS2; SLC11; HCINF2; NAPI-3; NPTIIa; NPHLOP1; SLC17A2; SLC34A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6569
ID do Gene	6569
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 562-639 do SLC34A1 humano (NP_003043.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06495
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de gelo