

Anticorpo Policlonal Anti-Slc34A2 Para Wb E Elisa - 095436

Número do item: CM0026088

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SLC34A2 validado para Western blot (WB) e ELISA, que reage com Humano, Camundongo e Rato. Adequado para investigar o transporte de fosfato dependente de sódio em células alveolares tipo II do pulmão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC34A2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PULAM; NPTIIb; NaPi2b; NAPI-3B; NAPI-IIb; SLC34A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10568
GeneID	10568
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 234-362 da SLC34A2 humana (NP_001171469.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95436
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Bolsa de gelo