

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc34A3 Para Wb/Elisa - Q8N130

Número do item: CM0018151

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC34A3 humano (NaPi-2c, NPT2C) validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras de rim humano, de rato e de camundongo. Útil para pesquisa em transporte renal de fosfato e HHRH.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	SLC34A3 Coelho pAb
Observações/Apelido	HHRH; NPT2C; NPT1c; SLC34A3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	142680
GeneID	142680
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-117 do SLC34A3 humano (NP_543153.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N130
Peso Proteico	64kDa
Remessa	Bolsa de Gelo