

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc35A1 Para Wb, Elisa - P78382

Número do item: CM0014369

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SLC35A1 humano (transportador de CMP-sialico). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano e camundongo. Adequado para pesquisa de glicosilação e transporte no Golgi.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	SLC35A1 Coelho pAb
Observações/Apelidos	CST; hCST; CDG2F; CMPST; SLC35A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10559
ID do Gene	10559
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 de SLC35A1 humano (NP_006407.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P78382
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo