

Anticorpo Policlonais Anti-Slc35A2 Para If/Icc E Elisa - P78381

Número do item: CM0029066

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC35A2 (UDP-galactose translocator) humano. Validado para IF/ICC e ELISA. Adequado para estudos de glicosilação e transporte pelo Golgi - P78381.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC35A2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	UGT; CDGX; UGAT; UGT1; UGT2; UGTL; CDG2M; UGALT; UDP-Gal-Tr; SLC35A2
Espécie	Humano
GeneID	7355
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-242 de SLC35A2 humano (NP_001027460.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78381
Peso Proteico	41kDa
Transporte	Bolsa de gelo