

Anticorpo Policlonais Anti-Slc35D3 Para Wb, Elisa - Q5M8T2

Número do item: CM0023235

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC35D3 (ID do gene: 340146) validado para WB e ELISA. Detecta o SLC35D3 humano, um provável transportador de UDP-glicose envolvido na função de vesículas sinápticas e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC35D3 pAb de coelho
Observações/Apelido	FRCL1; SLC35D3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	340146
ID do Gene	340146
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 310-390 do SLC35D3 humano (NP_001008783.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5M8T2
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo