


Anticorpo Policlonal Anti-Slc37A4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 043826

Número do item: CM0017048



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SLC37A4 (G6PT) humano para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Apoia pesquisas sobre homeostase de glicose e doença de armazenamento de glicogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC37A4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	G6PT; SPX4; CDG2W; G6PT1; G6PT2; G6PT3; GSD1b; GSD1c; GSD1d; TRG19; TRG-19; PRO0685; SLC37A4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2542
GeneID	2542
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 330-429 do SLC37A4 humano (NP_001458.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43826
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo