

Anticorpo Policlonais Anti-Slc39A2 Para Wb, Elisa - Q9Np94

Número do item: CM0021225

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SLC39A2 humano (ZIP2), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada a rato. Adequado para estudos de transporte de zinco e pesquisa sobre diferenciação de queratinócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC39A2 Rabbit pAb
Observações/Alias	6A1; ZIP2; ETI-1; ZIP-2; SLC39A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29986
GeneID	29986
Imunógeno	Pepídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SLC39A2 humano (NP_055394.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9NP94
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo