

## Anticorpo Policlonal Anti-Slc39A6 Para Wb, Elisa - Q13433

Número do item: CM0025608

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SLC39A6 humano (ZIP6/LIV-1), um transportador de zinco envolvido na TME. Validado para Western blot (85 kDa) e ELISA. Reage cruzadamente com camundro e rato. Ideal para pesquisas sobre câncer, imunologia e homeostase de zinco.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SLC39A6 pAb de Coelho                                                                                                            |
| Observações/Apelido | LIV1; ZIP6; LIV-1; SLC39A6                                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                           |
| GeneID              | 25800                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-320 do SLC39A6 humano (NP_001092876.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                           |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Q13433                                                                                                                           |
| Peso da Proteína    | 85kDa                                                                                                                            |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                    |