

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc39A7 (Zip7) Para Wb E Elisa - Q92504

Número do item: CM0029798



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SLC39A7 (ZIP7), um transportador de zinco do RE/Complexo de Golgi crucial para a homeostase do zinco, desenvolvimento de células B e sinalização celular. Validado para WB e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC39A7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KE4; AGM9; HKE4; ZIP7; RING5; H2-KE4; D6S115E; D6S2244E; SLC39A7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7922
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 235-380 do SLC39A7 humano (NP_008910.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92504
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo