


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc3A2/Cd98Hc Para Wb, Elisa - P08195

Número do item: CM0024124



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SLC3A2/CD98hc, adequado para Western blot (WB) e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre transporte de aminoácidos, sinalização de integrinas e entrada viral.

[Saiba mais](#)

|                     |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SLC3A2/CD98hc Rabbit pAb                                                                                                            |
| Observações/Alias   | 4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                                              |
| ID do Gene (Humano) | 6520                                                                                                                                |
| ID do Gene          | 6520                                                                                                                                |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 461-630 de SLC3A2/CD98hc humano (NP_002385.3). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                              |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                            |
| SWISS               | P08195                                                                                                                              |
| Peso da Proteína    | 58kDa                                                                                                                               |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                       |