


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc3A2/Cd98Hc Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08195

Número do item: CM0027312



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC3A2/CD98hc, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Funciona como chaperona de transportador de aminoácidos e está envolvido na sinalização de integrina e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] SLC3A2/CD98hc pAb de Coelho
Observações/Apelido	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC; SLC3A2/CD98hc
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6520
GeneID	6520
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 206-630 do SLC3A2/CD98hc humano (NP_002385.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08195
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de gelo