


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc40A1 Para Wb E Elisa - Q9Np59

Número do item: CM0013742



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico anti-SLC40A1 para Western blot e ELISA. Detecta ferroportina humana e de camundongo (Q9NP59), um exportador de ferro chave. Adequado para pesquisa IVD e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC40A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FPN; FPN1; HFE4; MTP1; IREG1; MST079; MSTP079; SLC11A3; SLC40A1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	30061
GeneID	30061
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-300 do SLC40A1 humano (NP_055400.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NP59
Peso Proteico	63kDa
Envio	Bolsa de Gelo