


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc40A1 Para Wb, Elisa - Q9Np59

Número do item: CM0014173



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SLC40A1 humano (Ferroportina) validado para Western blot e ELISA. Mostra reatividade cruzada com ferroportina humana e de camundongo. Adequado para pesquisas sobre homeostase de ferro e hemocromatose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC40A1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FPN; FPN1; HFE4; MTP1; IREG1; MST079; MSTP079; SLC11A3; SLC40A1
Espécie	ser Humano
GeneID (humano)	30061
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-270 do SLC40A1 humano (NP_055400.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NP59
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco com gelo