

Anticorpo Policlonal Anti-Slc44A1 Para Wb, Elisa - Q8Wwi5

Número do item: CM0017695



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína humana SLC44A1 (proteína semelhante a transportador de colina 1). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de transporte de colina e síntese de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC44A1 Coelho pAb
Observações/Apelido	CD92; CTL1; CDW92; CHTL1; CONATOC; SLC44A1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23446
GeneID	23446
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 55-210 da proteína humana SLC44A1 (NP_536856.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WWI5
Peso Proteico	73kDa
Transporte	Bolsa de Gelo