

Anti-Slc46A1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q96Nt5

Número do item: CM0030125

introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra a região N-terminal do SLC46A1 humano (PCFT/HCP1). Adequado para aplicações de WB e ELISA. Detecta SLC46A1 endógeno em humano, camundongo e rato. Para pesquisa de transporte de folato e tráfico de heme.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC46A1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	G21; HCP1; PCFT; hPCFT; HsPCFT; SLC46A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	113235
GeneID	113235
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do SLC46A1 humano (NP_001229295.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96NT5
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco com gelo