


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc47A1 (Mate1) Para Wb E Elisa - Q96FI8

Número do item: CM0017336



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SLC47A1/MATE1 humano validado para WB e ELISA. Reconhece o transportador de efluxo multidrogas MATE1 humano e de rato; ideal para pesquisas sobre transporte de fármacos, excreção e toxicologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC47A1 pAb de Coelho
Observações/Alias	MATE1; SLC47A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55244
ID do Gene	55244
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 460-550 do SLC47A1 humano (NP_060712.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96FL8
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Bolsa de gelo