

Anticorpo Policlonal Anti-Slc4A1 Para Wb, If-P, Elisa - P02730

Número do item: CM0019078



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína de transporte aniônico Banda 3 (SLC4A1/AE1). Validado para aplicações de WB, IF-P e ELISA; reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de membrana eritrocitária, fisiologia renal e invasão da malária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC4A1 Coelho pAb
Observações/Apelido	DI; FR; SW; WD; WR; AE1; CHC; SAO; WD1; BND3; EPB3; SPH4; CD233; EMPB3; RTA1A; SLC4A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6521
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-353 do SLC4A1 humano (NP_000333.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02730
Peso Proteico	102kDa
Envio	Saco de gelo