


Anticorpo Policlonal Anti-Slc4A11 Para Wb, Elisa - Q8Nbs3

Número do item: CM0019644



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC4A11 humano (NaBC1) para WB, ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Útil para pesquisas sobre transporte de boro, distrofia corneal e homeostase iônica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SLC4A11
Observações/Apelido	BTR1; CHED; CDPD1; CHED2; NABC1; dj794i6.2; SLC4A11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	83959
GeneID	83959
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do SLC4A11 humano (NP_001167560.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8NBS3
Peso Proteico	98kDa
Envio	Em saco de gelo