


Anticorpo Policlonal Anti-Slc4A2 Para Wb, Elisa - P04920

Número do item: CM0029277



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a proteína de troca de ânions 2 humana (SLC4A2/AE2). Validado para WB e ELISA, este reagente detecta um antiporte de cloreto/bicarbonato de 137kDa crítico para a função dos osteoclastos e regulação do pH intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC4A2 pAb Coelho
Observações/Apelido	AE2; HKB3; BND3L; NBND3; EPB3L1; SLC4A2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6522
ID do Gene	6522
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04920
Peso da Proteína	137kDa
Envio	Saco de gelo