

Anti-Slc4A4 / Nbc Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6R1

Número do item: CM0029673



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC4A4/NBC humano (cotransportador eletrogênico de sódio bicarbonato 1), validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de transporte de íons e regulação de pH.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	SLC4A4 / NBC pAb de Coelho
KNBC; NBC1; NBC2; pNBC; HNBC1; NBCe1; hhNMC; kNBC1; SLC4A5; NBCe1-A; SLC4A4 / NBC	
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8671
GeneID	8671
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 978-1078 do SLC4A4 / NBC humano (NP_001091954.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6R1
Peso da Proteína	121kDa
Envio	Saco com gelo