

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc4A5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9By07

Número do item: CM0016357

introdução

Anticorpo policlonal de coelho SLC4A5 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta o cotransportador eletrogênico de bicarbonato de sódio 4 (NBCe2) humano, de rato e camundongo para pesquisa de transporte.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SLC4A5
Observações/Apêndice	NBC4; NBCe2; SLC4A5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57835
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1042-1121 do SLC4A5 humano (NP_597812.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BY07
Peso Proteico	126kDa
Envio	Saco de gelo