


Anticorpo Policlonal Anti-Slc4A7 Para Wb - Q9Y6M7

Número do item: CM0016002



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho SLC4A7 da CamelBio (WB, ELISA) detecta SLC4A7 humano e de rato. Ideal para estudar o cotransporte de bicarbonato de sódio e a regulação do pH em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC4A7 Coelho pAb
Observações/Apelido	NBC2; NBC3; SBC2; NBCN1; SLC4A6; SLC4A7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9497
ID do Gene	9497
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1151-1214 do SLC4A7 humano (NP_003606.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9Y6M7
Peso Proteico	136kDa
Envio	Em saco de gelo