

## Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Slc4A8 Para Wb, Elisa - Q2Y0W8

Número do item: CM0018716



### introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a SLC4A8 humana, adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Útil para pesquisa de regulação de pH e transporte de íons.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SLC4A8 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Observações/Alias   | NBC3, NDCBE, SLC4A8                                                                                                            |
| Espécie             | Humana                                                                                                                         |
| ID do Gene (Humano) | 9498                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 da SLC4A8 humana (NP_001035049.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                         |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                       |
| SWISS               | Q2Y0W8                                                                                                                         |
| Peso da Proteína    | 123kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                  |