

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Slc5A1 Para Wb, Elisa - P13866

Número do item: CM0014893



introdução

Anticorpo policlonado de coelho SLC5A1 validado para WB e ELISA, especificamente reativo com amostras humanas. Ideal para investigar o co-transportador de sódio/glicose 1 na absorção intestinal de glicose e biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC5A1 Rabbit pAb
Observações/Alias	NAGT; SGLT1; SGLT-1; D22S675; SLC5A1
Espécie	Humano
GeneID	6523
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 do SLC5A1 humano (NP_000334.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13866
Peso Proteico	73kDa
Envio	Saco de gelo