

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc5A2 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P31639

Número do item: CM0022832



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC5A2 (SGLT2) humano, validado para WB, IF, IHC e ELISA. Detecta níveis endógenos em amostras humanas, de camundongo e rato, com um peso molecular calculado de 73 kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Descrição                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SLC5A2 pAb de Coelho                                                                                                                              |
| Observações/Apelido | SGLT2; SLC5A2                                                                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 6524                                                                                                                                              |
| GeneID              | 6524                                                                                                                                              |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 564-624 do SLC5A2 humano (NP_003032.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                          |
| SWISS               | P31639                                                                                                                                            |
| Peso da Proteína    | 73kDa                                                                                                                                             |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                                     |