

Anticorpo Policlonais Anti-Slc5A3 Para Wb, Elisa - P53794

Número do item: CM0019021

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC5A3, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar cotransporte de sódio/mio-inositol, estresse osmótico e regulação de canais iônicos. Peso previsto de 80kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC5A3 Rabbit pAb
Observações/Alias	BCW2; SMIT; SMIT1; SMIT2; SLC5A3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6526
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 535-695 do SLC5A3 humano (NP_008864.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53794
Peso Proteico	80kDa
Envio	Bolsa de gelo