

Anticorpo Policlonal Anti-Slc5A5 Para Wb, Elisa - Q92911

Número do item: CM0027400

introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra SLC5A5 humano (cotransportador de sódio/iodeto). Adequado para Western blot e ELISA, detectando NIS humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa tireoidiana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC5A5 Coelho pAb
Observações/Apelido	NIS; TDH1; SLC5A5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6528
ID do Gene	6528
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 544-643 do SLC5A5 humano (NP_000444.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92911
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de gelo